



STÅSEJL

Et unikt ståsejl, som støtter brugeren ved brug af mobil ståløfter.

ANVENDELSE

- Anvendes til brugere med en god kropskontrol og som har standfunktion.
- Anvendes til forflytninger fra siddende stilling.
- Anvendes til forflytninger i mobile ståløftere.

EGENSKABER

- Sejlet lægges på siddende fra kørestol/stol.
- Sejlet giver en god støtte omkring ryggen. Derved får brugeren en følelse af tryk ved løftet og i standfunktionen.
- Ståsejlet har anti-skrid på indersiden. Det sikrer, at sejlet ikke glider op under løft.
- Sejlet har polstring under armene.
- Sejlet har stofoverslag, som er forsynet med velcro og det lukkes til med et spænde.
- En placeringslomme letter påsætningen, når brugeren f.eks. sidder i kørestol.

SPECIFIKATIONER

SWL: 250 kg

Materiale:

Polyester

Størrelser: S-M-L-XL-XXL

VARENUMRE:

Ståsejl med mavebælte, polyester:

	Varenr.	HMI-nr.
S	009-09594	72894
M	009-09595	72895
L	009-09596	72897
XL	009-09597	72898
XXL	009-09598	72899




STØRRELSESGUIDE

Sejlet er udstyret med en farvet strop på ryggen for angivelse af størrelsen. Samtidig er stroppen en markering af midterlinjen, som sikrer en korrekt placering af sejlet ved pålægningen.

Farvekodens betydning fremgår af størrelsestabellen.

Billedet nedenfor viser gul farvekode, som betyder, at sejlet er i størrelse Medium:



	S	M	L	XL	XXL
Mavemål	66 – 90 cm	80 – 100 cm	100 – 126 cm	110 – 132 cm	120 – 140 cm



For yderligere specifikationer, kontakt salg@winncaare.dk. Alle tal og mål er vejledende og kan fravige i visse brugssituationer. Winncaare Nordic forbeholder sig retten til ændringer uden forudgående meddelelse.

Billederne kan indeholde tilbehør. Kontakt venligst salg@winncaare.dk for mere info herom.

KONTAKT OS FOR MERE INFORMATION

winncaare.com

E-mail: info@winncaare.dk

Telefon: +45 70273720

WIN  CARE