

En ny og innovativ serie med et **PLUS**, der passer til de fleste patienter på tværs af alle plejemiljøer.

17 forskellige former tilgængelige, afhængigt af patientens behov:

Nummer	Beskrivelse/form	Str. i cm (L x B x H eller diameter)	
		CAREWAVE PLUS	POZ'N'FORM PLUS
1	Universal	45 x 30 x 10	45 x 30 x 15
2		55 x 40 x 12	55 x 40 x 15
3		45 x 20 x 8	45 x 20 x 10
4	Cirkulær	50 x 45 x D10	50 x 45 x D15
5	Semi-cirkulær	60 x 35 x D10	60 x 35 x D15
6	Cylinderformet	60 x D20	
7		45 x D12	
8	Skrå	40 x 20 x 9	40 x 20 x 12
9	Lateral 30°	180 x 55 x 15	
10		170 x 55 x 15	
11	Halvmåne	130 x 80 x 20	
12	Trekantet	60 x 30 x 30	
13	Trekantet (lille)	45 x 25 x 25	
14	Semi-fowler	70 x 50 x 10	
15	Hælafaster	80 x 20 x D15	
16	Nakke/hovedstøtte	-	50 x 40 x D10
17	Benpude	38 x 30 x 12	38 x 30 x 16

Vælg mellem 2 typer teknologier baseret på kliniske behov:

POZ 'IN' FORM **PLUS**




Til
POSITIONERING



Reduceret
mobilitet

> **COMFORT**

CAREWAVE **PLUS**



Til
STØTTE



Reduceret mobilitet
til immobil

> **CARE**

Vælg mellem tre typer betræk, der kombinerer komfort, hygiejne
og holdbarhed for at imødekomme kravene i alle plejemiljøer.

Cover Standard



AFSTØBET BETRÆK

Højdensittets polyurethan

> Nem at rengøre

Cover Comfort



AFSTØBET BETRÆK

Naturlige cellulosefibre

> Høj komfort
og sikkerhed

Cover Hygiene



Polyurethan behandlet med selv-ioner
ultralydssvejet

> Sikker og nem løsning til flere
patienter



Alle vores materialer har opnået den højeste certificering, klasse 1 OEKO-TEX, hvilket garanterer, at de er fri for skadelige stoffer og
egnet til selv de mest sensitive hudtyper.

